

New

義肢装具士の声を基にした『歩く』を手助けする靴

MAGNUM KG

マグナムKG

患者様の声に寄り添い、さらに進化しました!

Black

日本製



履き方の動画です

特許取得

特許第6765033号
令和2年9月17日取得

New Color

White



つまさき部分を
持ち上げて、
転倒防止に!



アウトソールを白と黒の
ツートンカラーに変更で
カジュアルになりました



ノーマルタイプ

さらに進化した MAGNUM KG



つまずきによる転倒防止

トゥースプリングを1cm付けた。ラストのつま先を5mm持ち上げて、アウトソールでさらに5mm持ち上げ、**合計1cm**のトゥースプリングを付けました。



足の指が緊張等で曲がる、又は装具の足の指部分にまくらがある患者様に
おすすめです

ラストのMP部分からつま先にかけて**5mm高く**してつまさき部分に**ゆとりを持たせました**。**ワイドモデルのみ**

装具の幅が広く、1cm大きい靴しか入らなかった患者様に。**ワイドモデルのみ**


足のサイズ表

新モデル **厚み5mmUP!**

旧モデル

5mmUP!

ボールガウス



MAGNUM KG 【ワイド】

新サイズ表

サイズ	22cm	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	29cm
足長	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	29cm	30cm
MP巾	8.815cm	9.06cm	9.305cm	9.55cm	9.795cm	10.04cm	10.28cm	10.53cm
ボールガウス	25.25cm	25.95cm	26.65cm	27.35cm	28.05cm	28.75cm	29.45cm	30.15cm

MAGNUM KG 【ノーマル】

新サイズ表

サイズ	22cm	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	29cm
足長	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	29cm	30cm
MP巾	8.54cm	8.97cm	9.04cm	9.29cm	9.54cm	9.79cm	10.04cm	10.29cm
ボールガウス	24.2cm	24.9cm	25.6cm	26.3cm	27cm	27.7cm	28.4cm	29.1cm

対応装具

シューホン型 はもとより、ジレット継手型・タマラック型・オクラホマ継手型・金属支柱型・油圧制御継手型 等でも履くことが可能です。

医療靴専門メーカー

靴工房カワゴエ

〒653-0053 神戸市長田区本庄町7-5-16 TOLSONビル1F

Tel / Fax **078-737-4192**

受付時間|9:00~17:00 定休日|土曜・日曜・祝日



お問い合わせ先